

## TEMP-BOND NE

Cimento provisório



Embalagem plástica.

### Indicação

Cimentação provisória para restaurações temporárias ou permanentes. Usado para coroa e pontes.

Cimento provisório sem eugenol que não inibe a polimerização de cimentos resinosos permanentes ou amolece as restaurações acrílicas provisórias. Não é fotopolimerizável.

Excelente fluidez, fácil aplicação.

Permite a fácil remoção da restauração, quando necessário.

Está no mercado desde 1989, seu longo histórico clínico oferece grande credibilidade.

**Elevada força de adesão:** previne a perda da peça e sensibilidade ao frio ou quente.

### Composição básica

- **Pasta base:** contém óxido de zinco (44g), óleo mineral, lecitina, amido de milho e pigmentos de óxido de ferro.
- **Pasta catalisadora:** contém ácido poliorgos (14g).

### Especificações quanto ao tempo de trabalho e tempo de presa\*

O Temp-Bond NE possui tempo de trabalho: > 1min30s , tempo de presa: < 7min.

### Apresentação

1 tubo (50g) pasta base, 1 tubo (15g) pasta catalisadora e 1 bloco para mistura.

\*Esse tempo pode variar em função das condições de armazenamento, temperatura, umidade e validade do produto.