

KERR RESTORATIVES

HERCULITE CLASSIC

Resina composta microhíbrida



Indicação

Restauração de dentes anteriores e posteriores. Uso direto e indireto.

Resina composta microhíbrida fotopolimerizável com **tamanho médio das partículas: 0,6µm**. A resina Herculite Classic apresenta uma excelente resistência ao desgaste sem causar prejuízo ao dente antagonista.

Brilho de longa duração e suavidade.

Utiliza o sistema de cores da escala Vita®.

Disponível em 38 cores que proporcionam o máximo de versatilidade.

Quase duas décadas de eficiência clínica comprovada.

Seringas de 5g.
25% a mais que o padrão do mercado.

Primeira família de resinas microhíbridas para dentes anteriores e posteriores.

Composição básica

- BIS-GMA, tri-etilenoglicol-dimetacrilato (resina diluente-solvente), canforoquinona (fotoiniciador), amina (ativador), pigmentos de óxido de ferro, vidro de borossilicato de alumínio, sílica Coloidal (SiO₂).
- **Carga em peso: 79%.**
- **Carga em volume: 59%**
- **Percentual de contração: 3.**

Apresentação

Seringas de 5g.

CORES

- **Esmalte e dentina:** A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3 e D4.
- **Cervical:** vermelho/marrom, amarelo/marrom e cinza/marrom.

Seringas de 2,5g.

CORES

- Incisal *light*/claro e incisal médio.