

CUNHAS DE MADEIRA

Cunhas sortidas e livre de farpas

Estabilidade e compressão.

Indicação

Para procedimentos restauradores com a função de evitar que haja excesso de material na área cervical.



As cunhas interdentais de madeira sicômoro têm um formato anatômico otimizado. O lado côncavo se adapta perfeitamente ao contorno interdental. A extremidade quadrada facilita a inserção da cunha e a ponta virada para cima evita danos à papila. As cunhas são livres de farpas, garantindo estabilidade e compressão.

Otimização formato anatômico ideal com lado côncavo para adaptar-se à morfologia interdental.

Livre de farpas garante estabilidade e compressão evitando danos à papila.

Sortidas estão **disponíveis em 5 modelos** diferentes codificados por cores.

Composição básica

- Cor turquesa: madeira *Sycamore* revestida com pigmento.
- Cor laranja: madeira *Sycamore* revestida com pigmento.
- Cor branca: madeira *Sycamore*.
- Cor verde: madeira *Sycamore* com pigmento.
- Cor amarela: cunha de madeira *Sycamore* com pigmento.
- Cor azul: cunha de madeira *Sycamore* com pigmento.
- Cor vermelha: cunha de madeira *Sycamore* com pigmento.
- Cor branca grande: cunha de madeira *Sycamore*.
- Informamos que os pigmentos acima citados são altamente utilizados na indústria de alimentos, portanto não causam toxicidade.

Apresentação

Kit Cunhas Madeira sortidas (5 modelos, 20 unid. de cada).

CORES

Turquesa, laranja, branca, verde e amarela.

