


SISTEMA PATENTEADO REDOX

MAX PERFORMANCE

Resultado ao máximo



CIMENTO RESINOSO **UNIVERSAL**

Simplicidade, durabilidade e estética.

O cimento universal que atende às suas necessidades. Simplifique seu procedimento com o Maxcem Elite™. O cimento ideal para restauração indireta, com versatilidade universal, alta resistência de adesão, manipulação previsível e uso excepcional.

Kerr™

Características e benefícios



O MELHOR DE DOIS MUNDOS

Descubra a simplicidade de um cimento resinoso autoadesivo e a compatibilidade quando usado com um adesivo de solução universal. O Maxcem Elite™ oferece excelente compatibilidade com todas as restaurações indiretas, com mecanismo de autopolimerização, fotopolimerização ou polimerização dual.



RESISTÊNCIA DE UNIÃO

O Maxcem Elite™ autoadesivo/ autocondicionante conta com alta resistência de adesão em dentina seca e úmida, devido à presença do monômero GPDM, o mesmo monômero presente na família de adesivos OptiBond, da Kerr.



COMPATIBILIDADE

Simplifique seus procedimentos indiretos com um cimento que atenda todas às suas necessidades. O cimento resinoso universal Maxcem Elite™ é compatível com todos os substratos dentinários, indicado para todos os tipos de cimentação indireta: cerâmica anterior ou posterior, próteses metocerâmicas ou metálicas e materiais de CAD/CAM.



SIMPLES E INTELIGENTE

A remoção One-peel™ do Maxcem Elite™ garante uma limpeza em apenas um passo e simplifica ainda mais o seu procedimento. Além disso, não há necessidade de refrigerar ou fazer mistura manual.



Sistema patenteado Redox

Sua fórmula é livre de amina terciária e peróxido de benzoila graças ao sistema Redox, diferencial exclusivo dos cimentos resinosos da Kerr. Isso oferece muitos benefícios, como: alta estabilidade de cor, longevidade das restaurações indiretas e restaurações mais estéticas.



A combinação perfeita


Para restaurações que exigem ainda mais resistência, o cimento resinoso universal Maxcem Elite™, junto com o OptiBond™ Universal, oferece excelente compatibilidade de adesão, em uma ampla variedade de substratos dentinários para todos os procedimentos indiretos. Essa combinação perfeita oferece alta resistência para resultados mais confiáveis.

Como não há necessidade de fotopolimerizar durante o procedimento, ao combinar com OptiBond™ Universal você poderá simplificar seu protocolo enquanto aumenta sua força de adesão.




Maxcem Elite™ Resistência ao cisalhamento dos cimentos autoadesivos

Fonte: pesquisa interna.




Compatibilidade de adesão do Maxcem Elite™ com adesivos universais

Fonte: pesquisa interna.



Maxcem Elite™ e OptiBond™ Universal vs. outros sistemas de cimentação

Fonte: pesquisa interna.





CORES DISPONÍVEIS

Clear/Transparente

White/Branco

White opaque/Branco opaco

Yellow/Amarelo

RECOMENDAÇÕES E INDICAÇÕES

Inlays (todos os substratos)

Onlays (todos os substratos)

Facetas laminadas (veneers)¹

Pino endodôntico

Coroas

Prótese fixa adesiva²

Prótese fixa

SUBSTRATOS RECOMENDADOS

Metal/Metalocerâmica

Zircônia a alumina

Resinas compostas

Cerâmicas vítrea

ADESIVOS RECOMENDADOS

OptiBond S

OptiBond Universal

¹Adesivo OptiBond recomendado.

²Recomendamos o condicionamento ácido no esmalte antes da aplicação do cimento.



Escritório Envista do Brasil
Dexis, Kerr, Nobel Biocare, Ormco, Metrex
Alameda dos Aicás 527, Moema, 04086-001,
São Paulo/SP - Fone: (11) 3323 0500
Para ouvidoria: falecom@envistaco.com

Kerr™

