

HEDSTROM FILES

Lima manual - secção transversal em formato de vírgula



Indicação

Para lima de corte, muito utilizada para retratamento endodôntico.

As limas Hedstrom são fabricadas por usinagem em aço inoxidável, sua secção transversal possui formato de vírgula. Apresentam espiras profundas que proporcionam grande poder de corte por limagem.

Possuem cabo codificado - tipo de secção transversal e tamanho (padrão ISO de cor) e estão disponíveis nos comprimentos 21, 25 ou 30mm.

Lâminas mais afiadas que oferecem corte mais eficiente.

Espiras profundas oferecem maior flexibilidade a lima.

Composição básica

Usinada em aço inoxidável.

Componente	Material
Cabo	Item 1010 poliéster ou policarbonato
Parte ativa 302 de aço inoxidável Material standards: ISSO 6931-1 ASTM A313/A313M	Carbono
	Manganês
	Silicone
	Crômio
	Níquel
	Fósforo
	Enxofre
Stop Material standards: ASTM D2000	Silicone de alta temperatura

Apresentação

	21mm	25mm	30mm
80	✓	✓	✓
70	✓	✓	✓
60	✓	✓	✓
55	✓	✓	✓
50	✓	✓	✓
45	✓	✓	✓
40	✓	✓	✓
35	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓
15-40 sortida	✓	✓	✓
45-80 sortida	✓	✓	✓