

## K-FLEX FILES

Lima manual – secção transversal losangular.



### Indicação

Para canais mais curvos, por ser mais flexível que as limas K-Files.

As limas K-Flex são torcidas em aço inoxidável com secção transversal losangular mais flexível devido ao seu formato.

Possuem cabo codificado - tipo de secção transversal e tamanho (padrão ISO de cor) e estão disponíveis nos comprimentos 21, 25 ou 30mm.

**Instrumento em forma de diamante**, alternando espiras altas e baixas.

**Melhor orientação** na exploração do canal, reduzindo perfurações.

**Espiras altas** com a finalidade de corte e espiras baixas para remoção da dentina cortada.

Componente	Material
Cabo	Item 1010 poliéter ou policarbonato
Parte ativa 302 de aço inoxidável Material standards: ISSO 6931-1 ASTM A313/A313M	Carbono
	Manganês
	Silicone
	Crômio
	Níquel
	Fósforo
	Enxofre
Stop Material standards: ASTM D2000	Silicone de alta temperatura

### Apresentação

	21mm	25mm	30mm
<b>80</b>		✓	✓
<b>70</b>		✓	✓
<b>60</b>	✓	✓	✓
<b>55</b>	✓	✓	✓
<b>50</b>	✓	✓	✓
<b>45</b>	✓	✓	✓
<b>40</b>	✓	✓	✓
<b>35</b>	✓	✓	✓
<b>30</b>	✓	✓	✓
<b>25</b>	✓	✓	✓
<b>20</b>	✓	✓	✓
<b>15</b>	✓	✓	✓
<b>10</b>	✓	✓	✓
<b>08</b>	✓	✓	✓
<b>06</b>	✓	✓	✓
<b>15-40 sortida</b>	✓	✓	✓
<b>45-80 sortida</b>		✓	✓

### Composição básica

Torcida em aço inoxidável.