

KERR RESTORATIVES

OCCLUBRUSH

Escova de polimento com carbeto de silício



Indicação

Eficaz no polimento de resina composta, compômeros, ionômeros de vidro modificados por resina e cerâmica.

Apresenta-se nos formatos tradicionais. Alta performance nas superfícies oclusais e côncavas.

Formato tradicional performance nas superfícies oclusais e côncavas.

Higiênico autoclavável a 134°C por pelo menos 3 minutos.

Dispensa uso de pastas: cada cerda é um instrumento de polimento com fibras abrasivas (carbeto de silício).

Polimento fibras especiais com partículas de abrasivo.

Composição básica

Cerdas em aramida com partículas de carboneto de silício e haste de metal (EN 1797/1 - instrumentos dentais rotatórios - haste feita de metal) revestida com níquel de acordo com ASTM B733 e ouro de acordo com ASTM B488.

Conheça os formatos:



Ponta



Taça regular



Taça pequena

Apresentação

Kit Occlubrush (3 escovas sortidas).