

KERR RESTORATIVES

OPTI 1 STEP POLISHER

Polidor diamantado



Indicação

Para polimento de restaurações em resina composta.

Polimento otimizado elimina riscos nas restaurações, superfícies lisas e alto brilho. Produz resultados comparáveis à sistemas de múltiplos passos.

Sua matriz diamantada exclusiva garante alta durabilidade. Melhor custo-benefício comparado com sistemas tradicionais de polimento.

Formato variado: possibilita acessar diferentes áreas e ângulos em um único passo.

Higiênico: autoclavável a 134°C por pelo menos 3 minutos.

Polidor diamantado: oferece controle perfeito de abrasividade por meio da mudança de pressão.

Conheça formatos



Chama



Disco



Taça

Composição básica

Ponta de silicone de classe médica impregnada com óxido de alumínio e partículas de diamante e haste de metal (EN 1797/1 - instrumentos rotatórios dentais - haste feita de metal), revestida com ouro de acordo com ASTM B488.

Apresentação

Kit Opti 1 Step Polisher (6 polidores sortidos).