

NOVA EMBALAGEM

OPTIBOND FL

O padrão ouro

Considerado como padrão ouro no mercado de adesivos há mais de 20 anos, o OptiBond FL possui eficácia clínica e laboratorial comprovada e certificada por pesquisas realizadas pelas principais universidades e pesquisadores ao redor do mundo.



Indicação

Para aplicações em restaurações diretas, laminados cerâmicos e núcleos de preenchimento.



Pioneirismo

O primeiro adesivo odontológico fotopolimerizável do mercado e o primeiro adesivo de condicionamento total (total *etch*) a liberar flúor.



Apresentação

Adesivo fotopolimerizável de 3 passos de 4ª geração, contém *primer* e adesivo em frascos separados.



Carga

48% de carga por peso com 0.6 *microns*.



Sistema solvente

Água e etanol.