

OPTIBOND S

Eficácia

O OptiBond S fornece um alto nível de proteção contra microinfiltrações, e ao mesmo tempo, mantém a alta resistência da adesão em diversas superfícies.



Processo simplificado

Adesivo fotopolimerizável de 2 passos, monocomponente de 5ª geração: contém *primer* e adesivo em um único frasco.



Carga

Aproximadamente 15% de carga por peso com 0,4 *microns*.

Sua carga reforçada entre a zona híbrida e os túbulos dentinários proporciona uma união estruturada de resistência não encontrada nos sistemas de adesivos convencionais.



Indicação


Para aplicações de adesão direta e indireta.



Sistema solvente

À base de etanol, o que o torna menos volátil.

Resistência adesiva em dentina utilizando adesivos de 5ª geração:



Fonte: Resistência adesiva em dentina utilizando adesivos de 5ª geração". H. Lu et al., IADR 2008, Toronto, Canadá, julho de 2008, Apresentação nº 401.

Quer saber mais? Acesse: kerrdental.com.br