

POINT 4

Resina composta microhíbrida



Indicação

Restauração de dentes anteriores e de uso direto e indireto.

Point 4 é um compósito de partícula otimizada de 0,4 μm . Todos os tons são radiopacos. A resina Point 4 representa anos de pesquisa com o objetivo de diminuir a distância entre micropartículas carga e materiais de compósito híbrido. Um processo patenteado de moagem combinado com sofisticados modificadores reológicos permitem que o Point 4 atinja um polimento com brilho intenso e duradouro, similar à micropartículas, proporcionando ao mesmo tempo resistência equivalente aos microhíbridos atuais.

Carga patenteada com tamanho médio de 0,4 μm .

Utiliza o sistema de cores da escala Vita®.

Disponível em 27 cores que proporcionam o máximo da versatilidade.

Composição básica

- Resina do tipo BIS-GMA, tri-etilenoglicol-dimetacrilato (resina diluente - solvente), EBADM, pigmentos, dióxido de silício, alumínio borosilicato de bário e outros.
- **Carga em peso: 77%**
- **Carga em volume: 57%**
- **Percentual de contração: 3,40**

Apresentação

Seringas de 4g.

CORES

- A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3 e D4.
- **Extraclaro:** XL1 e XL2.
- **Translúcidos:** T1, T2 e T3.
- **Opacos:** A2, A3, A3,5, A4, B1 e B2.