

SybronEndo é Kerr Endodontics.

KERR ENDODONTICS

SEALAPEX

Cimento endodôntico

À base de hidróxido de cálcio polimérico - livre de eugenol.



Indicação

Indicado para procedimentos de canal. Sua fórmula produz rápida cicatrização e reparação tecidual da região apical.

Sealapex é um cimento endodôntico à base de hidróxido de cálcio polimérico com excelente biocompatibilidade, presa rígida e resistência à umidade. Sua apresentação é pasta-pasta, permitindo uma mistura uniforme, com fácil manipulação, ótima aderência às paredes radiculares, radiopacidade e fluidez adequada.

O melhor custo-benefício do mercado.

Mais conforto para o paciente no pós-operatório.

Proporciona resultados altamente estéticos na reabilitação.

Biocompatibilidade incomparável.

Composição básica

- **Catalisador:** salicilato de isobutila, trióxido de bismuto, dióxido de titânio, pigmentos.
- **Pasta base:** óxido de zinco, resina polimérica, hidróxido de cálcio.

Especificações quanto ao tempo de trabalho e tempo de presa*

Tempo de trabalho: 15 - 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24 horas.

Apresentação

1 frasco com 12g de base, 1 frasco com 18g de catalisador e instruções de uso.

* Esse tempo pode variar em função das condições de armazenamento, temperatura, umidade e validade do produto.