

## TRIPLE-FLEX FILES

Lima manual - secção transversal triangular



### Indicação

Para canais curvos, ainda mais flexíveis que as limas K-Flex Files.

As limas Triple-Flex são torcidas em aço inoxidável com secção transversal triangular mais flexível devido ao seu formato.

Possuem cabo codificado - tipo de secção transversal e tamanho (padrão ISO de cor) e estão disponíveis nos comprimentos 21, 25 ou 30mm.

Lima indicada para canais mais curvos (mais flexível que as K-Flex Files).

Melhor nitidez nas lâminas de corte.

### Composição básica

Torcida em aço inoxidável.

Componente	Material
Cabo	Item 1010 poliéter ou policarbonato
Parte ativa 302 de aço inoxidável Material standards: ISSO 6931-1 ASTM A313/A313M	Carbono
	Manganês
	Silicone
	Crômio
	Níquel
	Fósforo
Enxofre	
Ferro	
Stop Material standards: ASTM D2000	Silicone de alta temperatura

### Apresentação

	21mm	25mm	30mm
80	✓	✓	✓
70	✓	✓	✓
60	✓	✓	✓
55	✓	✓	✓
50	✓	✓	✓
45	✓	✓	✓
40	✓	✓	✓
35	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓
08	✓	✓	✓
15-40 sortida	✓	✓	✓
45-80 sortida	✓	✓	✓